



- ✓ AYARLANABİLİR BAŞLIK
- ✓ BUĞU TUTMAZ SİPER
- ✓ 3 POZİSYONLU KULLANIM
- ✓ HAFİF VE RAHAT TASARIM
- ✓ DEĞİŞTİRİLEBİLİR CAM



## 3K YÜZ SİPERİ MONTAJ VE KULLANIM BİLGİLERİ

- 1- Yüz siperinin camının takıldığı çıkıntılarını kontrol edin, yerine oturmuş olmalı, değil ise bastırarak düzeltiniz. Bu çıkıntılardan çıkararak yedek cam ile değiştirebilirsiniz.
- 2- Şekildeki gibi iplerin yerlerine geçmiş olması gerekir.
- 3- Eğer ip kısmı sizin için bol ise şekildeki gibi tutarak daraltabilirsiniz.
- 4- Eğer ip kısmı sizin için dar ise, şekildeki gibi genişletebilirsiniz.
- 5-A Kolay kullanım için yüz siperinin arka ipini yine şekildeki gibi en geniş haline getirip, Kafanıza takıp, tek işlemde ayar ipini çekerek kafanıza göre ayarlayarak kullanmaya başlayın.
- 5-B Cam tutucu kısım 1 ve cam tutucu 2 noktaları siperin başlığa bağlantı kısımlarıdır. Siperin Camını yedeği ile değiştirmek istediğiniz de önce cam tutucu 1 kısımlarından çıkarıp daha sonra kolayca cam tutucu 2 noktalarından sökerek çıkarabilirsiniz.
- 5-C Yüz siperinin yedek camını takarken de önce cam tutucu bir kısımlarından birini takıp sonra cam tutucu 2 noktalarını kolayca geçirebilirsiniz. En son yine cam tutucu 1 kısımlardan boşta kalanı da geçirerek yedek camı siperine sabitlemiş olursunuz.

### UYARILAR

- \*Maskeleri kullanmadan mutlaka sterilize ediniz.
- \*Plastik ve türevlerine alerjisi olanların kullanmasını önermiyoruz.
- \*Maske ve alınlık kısmının birleştiği ayar yerlerinin birbirinden sökülmesi, kırılmasına yol açabilir.

